



E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMEDICO



FT- HV-CM-002

REVISION 02

F/T.ENERO-2016

FICHA TECNICA

EQUIPO NUMERO

33

DATOS GENERALES CLIENTE

ENTIDAD O SEDE:	E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO- TOPAGA	CIUDAD:	TOPAGA- BOYACA
TELEFONO:	3112199109	DIRECCION:	CALLES # 5- 84
EMAIL:		NIT:	826002929- 2

DATOS GENERALES EQUIPO

EQUIPO:	BASCULA	CRITICIDAD:	Baja/Media/Alta
MARCA:	RICE LAKE	MODELO:	145 KG
SERIE:	120081000968	INVENTARIO:	NO REGISTRA
SERVICIO:	CONSULTORIO	UBICACIÓN:	PROCEDIMIENTOS
PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO:	CUATRIMESTRAL	GARANTIA:	SI NO N.A N.R
CLASIFICACION INVIMA:	I/IA/IIB/III:	AÑOS DE SERVICIO:	1 AÑO
USO MEDICO:	Básico	X	de apoyo
USO ESPECIFICO:	Diagnostico	X	rehabilitación
	Tratamiento		laboratorio

INFORMACION TECNICA

ALIMENTACION:	MECANICA	INSUMOS:	Ninguno
VOLTAGE MIN/MAX:	N. A	FRECUENCIA:	N. A
HUMEDAD RELATIVA:	70±%	CAPACIDAD:	145 KL
TEMPERATURA PROMEDIA:	28±°c	INSTALACIONES:	ninguna
ACCESORIOS O REPUESTOS:	GOMAS, RESORTES		
TECNOLOGIA:	MECANICA	PERSONAL:	MEDICOS Y ENFERMERAS
REQUIERE CALIBRACION:	SI X NO	PERIODICIDAD:	ANUAL/ X N.A/
USOS DEL EQUIPO:	Se utiliza para saber el peso adecuado de los pacientes.		

RECOMENDACIONES FABRICANTE

- ✓ Utilizar en una zona plana.
- ✓ No golpear con el fin de evitar descalibrar.

EQUIPO # 33/PROCEDIMIENTOS



**E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO**

**HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMEDICO**

FT- HV-CM-002

**REVISION 02**

F/T.ENERO-2016

### INFORMACION FABRICANTE/ EQUIPO

<b>FABRICANTE:</b>	RICE LAKE	<b>REPRESENTANTE:</b>	Imcolmedica
<b>TELEFONO:</b>	2889858	<b>CORREO:</b>	info@imcolmedica.com.co
<b>AÑO DE ADQUISICIÓN:</b>	2017	<b>REGISTRO INVIMA:</b>	No Registra
<b>FECHA DE INSTALACION:</b>	2017	<b>VIDA UTIL:</b>	5- 7 años según fabricante
<b>MANUALES O PLANOS:</b>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>LOCALIZACION</b>	TOPAGA
<b>ESTADO DEL EQUIPO:</b>	Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/>		
<b>CAUSAS DEL PROBLEMA:</b>			
<b>TIPO DE MANTENIMIENTO:</b>	Preventivo <input checked="" type="checkbox"/> Correctivo <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>		
<b>FUNCIONAMIENTO EQUIPO</b>	Normal <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Nulo <input type="checkbox"/>		
<b>CAUSAS DEL PROBLEMA:</b>			

## CONTROL DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO O CAPACITACION

[illegible]

EQUIPO # 33/PROCEDIMIENTOS





E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMEDICO



FT- HV-CM-002

REVISION 02

F/T.ENERO-2016

PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NOMBRE DEL EQUIPO	BASCULA	MODELO	142 KL
MARCA	RICE LAKE	INVENTARIO	NO REGISTRA
SERIE	120081000968	EQUIPO. NUM	33
UBICACIÓN	PROCEDIMIENTOS		
CLIENTE	E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO- TOPAGA		

ITEMS PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITEMS	DESCRIPCION
1	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo
2	Efectuar limpieza integral externa del equipo
3	Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (Tallimetro, pesas, plataforma)
4	Efectuar limpieza integral interna del equipo
5	Inspeccionar el sistema mecánico
6	Inspeccionar el sistema eléctrico o electrónico.
7	Lubricar el sistema mecánico.
8	Verificar lubricación de rodamientos.
9	Verificar lubricación de resortes.
10	Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste
11	Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido-pesas calibradas
12	Verificar estado de gomas base piso
13	Limpieza de circuito electrónico.
14	Verificación del voltaje de baterías, realizar cambio si es necesario.
15	Verificar estado de carcasa, corrosión -fisuras
16	Comprobar estado de rodamiento.
17	Aplicación de silicona desinfectantes, y elementos para su protección y mejora del equipo
18	Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

HERRAMIENTAS, ACCESORIOS USADOS EN MANTENIMIENTO

- ✓ brocha, sopladora, limpia contactos, destornillador de pala y estrella, multímetro, pinzas analizador de Seguridad, limpiador de equipos, alcohol al 70 %, bayetillas cautín, soldadura y silicona.

EQUIPO # 33/PROCEDIMIENTOS









E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO

# HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMEDICO



FT- HV-CM-002

REVISION 02

F/T.ENERO-2016

## CONTROL DE VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2018- 2019

### ITEMS EFECTUADOS Y REALIZADOS

EFFECTUADO	E	NO EFECTUADO	N.E	PRESENTA ANOMALIA	P	NO APLICA	N
------------	---	--------------	-----	-------------------	---	-----------	---

- MARCAR O SUBRAYAR ITEM EFECTUADO SEGÚN CORRESPONDA.

### FECHAS VISITAS SEGÚN CRONOGRAMA

DD__MM__AA__					DD__MM__AA__					DD__MM__AA__					DD__MM__AA__									
ITEM	1. VISITA 2018					2. VISITA 2018					1. VISITA 2019					2. VISITA 2019								
1	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
2	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
3	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
4	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
5	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
6	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
7	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
8	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
9	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
10	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
11	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
12	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
13	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
14	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
15	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
16	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
17	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
18	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
19	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
20	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
21	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
22	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
23	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N
24	E		NE		P		N			E		NE		P		N		E		NE		P		N

LA GARANTIA SOBRE PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO TENDRA COBERTURA DE EVENTUALIDADES DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE REPORTE.NO APLICA PARA FALLAS PROPIAS O MAL USO DEL EQUIPO.

EQUIPO # 33/PROCEDIMIENTOS

EQUIPO # 33/PROCEDIMIENTOS





E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMEDICO



FT- HV-CM-002

REVISION 02

F/T.ENERO-2016

ENTREGA Y RECIBE MANTENIMIENTO EFECTUADO A EQUIPOS MEDICOS 2018

EQUIPOHABILITADO Y CON STIKER	1 VISITA 2018		2 VISITA 2018		3 VISITA 2018		4 VISITA 2018	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
FIRMA Y SELLO TECNICO O INGENIERO								
JEFE O ENCARGADO DE AREA VO.BO								

OBSERVACIONES VISITAS PROGRAMADAS 2018

1. VISITA 2018

REPUESTOS INSTALADOS: SI NO COTIZACION

1.

2.

2. VISITA 2018

REPUESTOS INSTALADOS: SI NO COTIZACION

1.

2.

3. VISITA 2018

REPUESTOS INSTALADOS: SI NO COTIZACION

1.

2.

4. VISITA 2018

REPUESTOS INSTALADOS: SI NO COTIZACION

1.

2.

EQUIPO # 33/PROCEDIMIENTOS

EQUIPO # 33/PROCEDIMIENTOS







E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JUDAS TADEO

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMEDICO



FT- HV-CM-002

REVISION 02

F/T.ENERO-2016

PRECAUCIONES O RECOMENDACIONES EN LA UTILIZACION DEL EQUIPO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
FECHA	DAÑOS, FALLOS O AVARIAS	REPARACIONES O PROCEDIMIENTOS	REPUESTOS BASICOS	INTERNA O EXTERNA

INFORME DE BAJA EQUIPO

FECHA	AREA
PERSONAL QUE LO SOLICITA	REPORTE TECNICO #
INGENIERO QUE REALIZA INSPECCION	REGISTRO INVIMA

ELABORO:



INGENIERÍA BIOMÉDICA & COMPUTO.

DIRECCION: Carrera 22 # 7-14 bloque 301  
CORREO: [compumedica@outlook.com](mailto:compumedica@outlook.com)  
TELEFONOS: 3214051173-3053695949  
PAGINA WEB: [www.compumedica-jaccjimdo.com](http://www.compumedica-jaccjimdo.com)

"No Somos los únicos, Pero nos esforzamos por ser los mejores"

EQUIPO # 33/PROCEDIMIENTOS

EQUIPO # 33/PROCEDIMIENTOS